



可应用于冻干试剂的八联管

液体诊断试剂为了保证试剂的性能，对试剂的运输要求比较苛刻，通常使用干冰或冰块运输以使试剂温度维持在-20℃左右，冻干试剂有效的解决了这一问题，相比于液体诊断试剂，冻干试剂可以常温运输及保存。

维欧克斯 (VIOX) 推出的可应用于冻干试剂的八联管，在管与盖之间预留有抽真空口，方便试剂冻干过程，当试剂冻干成型后，在冻干机内直接压盖，可确保在真空状态下密封。



维欧克斯 (VIOX) 的这两款八联管不仅可以应用于冻干试剂，对于液体诊断试剂同样适用，管盖超大的光学区可直接用于荧光定量检测，同时由于加大了管盖与管体的接触面，密封性能更强，蒸发率更低，保证了运输安全性和实验的可靠性。

产品信息:

货号	品名	颜色	规格
200820C	0.2mlPCR八联管	透明	120 条/盒, 10 盒/箱
200821C	0.2mlPCR八联管	透明	120 条/盒, 10 盒/箱
008012HP-C	荧光定量 PCR八联管 光学冻干平盖	透明	120 条/盒, 10 包/箱



VIOX SCIENTIFIC LTD
广东维欧克斯生物技术有限公司
咨询电话: 400-893-5893
网址: www.viox.com.cn